


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Descrizione Descripción
LA26530	Set di N° 30 piastrelle campione Juego de 30 plaquitas de muestra



Set di campioni di rugosità (solo per confronto visivo).

Questo set consiste in 30 campioni di superfici metalliche prodotte da 6 differenti metodi di lavorazione meccanica ampiamente usati nell'industria. L'etichetta evidenzia i valori di Ra di ciascun campione sia secondo il sistema metrico che imperiale. (Disponibile su richiesta l'etichetta relativa a Rz).

Valori nominali dei campioni:

- Ra μm 0,05 - 0,1 - 0,2 per lappatura e alesatura
- Ra μm 0,4 - 0,8 - 1,6 per rettifica
- Ra μm 0,4 - 0,8 - 1,6 - 3,2 - 6,3 - 12,5 per fresatura orizzontale e verticale, tornitura

Juego de muestras de rugosidad (solo para comparación visual).

Este set consiste en 30 muestras de superficies metálicas producidas por 6 métodos de elaboración mecánica diferentes utilizados en gran medida en la industria. La etiqueta señala los valores de Ra de cada muestra, según el sistema métrico y el imperial. (Bajo petición, disponible la etiqueta correspondiente a Rz).

Valores nominales de las muestras:

- Ra μm 0,05 - 0,1 - 0,2 para lapeado y esariado
- Ra μm 0,4 - 0,8 - 1,6 para rectificado
- Ra μm 0,4 - 0,8 - 1,6 - 3,2 - 6,3 - 12,5 para fresado horizontal y vertical, torneado

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cod.	Tipo di lavorazione Tipo de elaboración	Rugosità Ra Rugosidad Ra μm
LA2709	Rettifica cilindrica Rectificado cilíndrico	0,025 - 3,2

Piastrine di rugosità (solo per confronto visivo)

Il set consiste in 8 campioni di superfici metalliche prodotte da rettifica cilindrica. Disponibile su richiesta anche per altre differenti lavorazioni meccaniche.

Plaquetas de rugosidad (solo para comparación visual).

El juego consiste en 8 muestras de superficies metálicas producidas por rectificado cilíndrico.

Bajo petición, disponible también para otras elaboraciones mecánicas diferentes.

